

Liste des substances utilisant ce prélèvement


## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ TUBE 150 mm diam 8 mm

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ RESINE XAD2®

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) \_\_\_\_\_ 900

Commentaires, conseils, consignes :



## Conditions de prélèvement

### Plage de débit

Débit mini (L/min) \_\_\_\_\_ 0,500

Débit maxi (L/min) \_\_\_\_\_ 1

### Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,1 à 3,5 L/min

### Compléments

La résine XAD2 peut être étuvée si nécessaire à 110 °C avant utilisation.