

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Acétate de méthyle	79-20-9

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ BADGE

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ CHARBON ACTIF

Préparation du substrat :



### Commentaires, conseils, consignes :

La mise au point a été réalisée sur badges GABIE

## Conditions de prélèvement

Débit (L/min) \_\_\_\_\_ 0,0434

Temps de prélèvement maximum \_\_\_\_\_ 8

### Particularités, commentaires, conseils :

Le débit d'échantillonnage est obtenu expérimentalement sur le badge GABIE pour 25 °C et 101,3 kPa.