

Liste des substances utilisant ce prélèvement

| Nom | Numéro CAS |
|-------------------------------------|------------|
| 2-méthoxy-2-méthylbutane | 994-05-8 |
| Ethyl-ter-butyl-ether | 637-92-3 |
| Butylglycol | 111-76-2 |
| Acétate de Butylglycol | 112-07-2 |
| 1-Méthoxypropane-2-ol | 107-98-2 |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 108-65-6 |
| Méthylglycol | 109-86-4 |
| Acétate de méthylglycol | 110-49-6 |
| Ethylglycol | 110-80-5 |
| Acétate d'éthylglycol | 111-15-9 |
| Méthyl-ter-butyl-éther | 1634-04-4 |
| 1-Ethoxy-2-propanol | 1569-02-4 |

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ TUBE 70 mm diam 6 mm

Support ou substrat de collecte _____ ■ CHARBON ACTIF

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) _____ 100

Quantité de support dans la plage de garde (mg) _____ 50

Commentaires, conseils, consignes :



Conditions de prélèvement

Plage de débit

Débit mini (L/min) _____ 0,050

Débit maxi (L/min) _____ 0,100

Temps de prélèvement maximum _____ 5

Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min